

Asiakastiedote**23/2020****20.11.2020**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tarkennus näytteenotto-ohjeeseen

**M. tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, erityys
B -TbIFNg KL 6173**

Tämä tiedote koskee Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Olemme tarkentaneet näytteenotto-ohjetta putkijärjestyksen osalta. Kontaminaation välttämiseksi näytteet tulee ottaa alla olevassa järjestyksessä. Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Näytteenottojärjestys:

1. QuantiFERON Nil (harmaa korkki, valkoinen rengas)
2. QuantiFERON TB1 (vihreä korkki, valkoinen rengas)
3. QuantiFERON TB2 (keltainen korkki, valkoinen rengas)
4. QuantiFERON Mitogen (violetti korkki, valkoinen rengas)

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi