

Asiakastiedote**26/2021****2.6.2021**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Muutoksia säilytys- ja lähetysohjeissa

Olemme päivittäneet taulukossa mainittujen tutkimusten säilytys- ja lähetysohjeita. Pyydämme huomioimaan, että muutokset koskevat ainoastaan **Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä** näytteitä.

Tutkimus	Näyte	Säilytys ja lähetys
S -Myogl, KL 2369	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 8 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
S -Fytah, KL 4875	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
S -MuSKAb, KL 6101	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
S -ParvNhO, KL 4344	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
S -hCG-B-V, KL 4235	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
S -Karba, KL 2027	1 ml seerumia	Näyte säilyy jääkaapissa 14 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Muutokset astuvat voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi