

Asiakastiedote
35/2021
13.8.2021
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Näytteenottoputki muuttuu

Testosteroni, herkkä menetelmä

S -hsTesto ATK 9280 (numero saattaa vaihdella asiakkaittain)

Metadoni

S -Metad KL 4767

Muutokset koskevat Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Olemme päivittäneet tutkimusten S -hsTesto ja S -Metad näytteenotto-ohjeita. Näytteitä ei tule ottaa seerumigeeliputkiin. Näytteenotossa käytetään jatkossa geelitöntä seerumiputkea.

Muutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi