

Asiakastiedote 16/2019  
5.4.2019

Arvoisa asiakas,

**Tulostaso- ja viitearvomuutoksia**

**S -ChpnAb KL 4955**

**S -MypnAbA KL 4510**

**S -BopeAb KL 2471**

**S -TBEAb KL 3756**

**S -HepyAb KL 3950 ja**

**S -ChtrAb KL 1737**

Vaihdamme alla olevassa taulukossa esitetyt tutkimukset eri laitealustalle, jonka myötä osa käytettävistä reagensseista vaihtuu. Muutos johtaa tulostaso- ja viitearvomuutoksiin. Samalla yhdenmukaistamme tulosten yksiköiden ilmoittamiskäytäntöä. Tutkimusten muut menetelmätiedot pysyvät muuttumattomina.

Tutkimuksen pitkä nimi	Lyhenne	Koodi	Vanhat viitearvot ja yksiköt	Uudet viitearvot ja yksiköt 1.4. alkaen
S -Chlamydia pneumoniae, IgA vasta-aineet	S - ChpnAbA	4497	<8,5	<18 U/ml
S -Chlamydia pneumoniae, IgM vasta-aineet	S - ChpnAbM	4204	<8,5	<0,9 Index
S -Chlamydia pneumoniae, IgG vasta-aineet	S - ChpnAbG	4294	<8,5	<18 U/ml
S -Mycoplasma pneumoniae, IgA vasta-aineet	S - MypnAbA	4510	<8,5	<18 U/ml
S -Bordetella pertussis, IgA vasta-aineet	S - BopeAbA	3311	<12 IU/ml	<10 IU/ml
S -Bordetella pertussis, IgG vasta-aineet	S - BopeAbG	3312	<40 IU/ml	<40 IU/ml
S - Puutiaisenkefaliittivirus, IgM vasta-aineet	S - TBEAbM	2553	<0,8 Index	<0,9 Index
S - Puutiaisenkefaliittivirus, IgG vasta-aineet	S - TBEAbG	2552	<20	<18 U/ml
S -Helicobacter pylori, IgA vasta-aineet	S - HepyAbA	3953	<8 U/ml	<18 U/ml

S -Helicobacter pylori, IgG vasta-aineet	S - HepyAbG	3954	<0,9 U/ml	<18 U/ml
S -Chlamydia trachomatis, IgA vasta-aineet	S -ChtrAbA	4498	<0,8 Index	<18 U/ml
S -Chlamydia trachomatis IgG	S - ChtrAbG	4100	<16 Index	<18 U/ml

Muutokset koskevat tuloksia, jotka vastataan maanantaina 15.4.2019 alkaen.

**Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi