

Asiakastiedote 31/2019
18.6.2019

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- sekä viitearvomuuotos seerumin proteiinifraktio –tutkimuksessa (S -Prot-Fr KL 2522) muuttuu.

Kotiutamme S-Proteiini, fraktiot tutkimuksen tehtäväksi SYNLABin laboratorioon. Kotiutuksen myötä menetelmä vaihtuu geelielektroforeettisesta tutkimuksesta kapillaarielektroforeettiseksi.

Tutkimuksen vastausviive pienenee kotiutuksen myötä.

Tutkimuksen ensisijainen indikaatio on M-komponenttien toteaminen tai poissulku sekä jo todettujen M- komponenttien pitoisuusseuranta.

Tutkimuksen tarkempi ohjeistus on nähtävillä www.synlab.fi ohjekirjan sivuilla.

Menetelmämuutoksen myötä otamme käyttöön uudet viitearvot. Muutos astuu voimaan 19.6.2019 alkaen.

Viitearvot	Vanhat	Uudet 19.6.2019 alkaen
S -Albumiini	36 - 51 g/l	31.0 - 46.5 g/l
S -Alfa-1-globuliini	1 - 3 g/l	2.1 - 5.0 g/l
S -Alfa-2-globuliini	4 - 8 g/l	4.7 - 10.5 g/l
S -Beeta-1-globuliini	4 - 8 g/l	3.3 - 5.7 g/l
S -Beeta-2-globuliini	2 - 7 g/l	2.1 - 5.2 g/l
S -Gammaglobuliini	7 - 17 g/l	7.5 - 15.1 g/l
S –Proteiini	62 - 78 g/l	62-78 g/l

Muutosajankohta

Muutos astuu voimaan näytteille joiden pyyntöpäivä on 19.6.2019 alkaen.

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi