

**Asiakastiedote 61/2018****27.12.2018****Sivu 1/1****Arvoisa asiakas,****Nielun streptokokkiviljelyn (Ps-StrVi) vastausaika lyhenee**

Siirrymme yleisesti Suomessa vallalla olevaan käytäntöön vastata nielun streptokokkiviljelyn vastaukset lopullisina jo yhden vuorokauden kasvatuksen jälkeen. Kokemuksemme mukaan yhden vuorokauden jälkeen vastaus muuttuu 0,20% Ps-StrVi –tutkimuksista. Tämä on niin vähän, että kaikkia nieluviljelynäytevastauksia ei kannata odottaa kahta vuorokautta. Yleensä vastaus kun on selvä yhdessä vuorokaudessa. Varmuuden vuoksi kasvatamme kuitenkin nielumaljoja edelleen kahden vuorokauden ajan ja annamme tarvittaessa lisävastauksen. Muuttuneista lisävastauksista informoidaan myös puhelimitse.

Samalla luovumme herkkyysmäärityksen teosta kaikille eristetyille  $\beta$ -hemolyyttisille A- C- ja G-ryhmän kannoille. Herkkyysmäärityksen lisäarvo on erittäin pieni. Penisilliini (tai I-polven kefalosporiini) on edelleen ensisijainen lääke *S. pyogenes* -infektioiden hoidossa ja kaikki kannat ovat sille herkkiä. Nieluinfektioita empiirisesti hoidettaessa makrolideja ja klindamysiiniä voidaan myös käyttää turvallisesti penisilliiniallergisilla potilailla. Näille antibiooteille resistenttien kantojen osuus on ollut jo 10 vuoden ajan vain 2–3 %. Positiivisista nielun streptokokkiviljelystä tehdään kuitenkin herkkyysmääritys, mikäli lääkäri on sitä erikseen näytteen lisätiedoissa pyytänyt esimerkiksi toistuvissa infektioissa tai erityisen allergisilla potilailla. Seuraamme myös aktiivisesti muutoksia  $\beta$ -hemolyyttisten streptokokkikantojen herkkyystilanteissa.

Muutos astuu voimaan 21.1.2018 alkaen.

**Tiedustelut:**

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: [asiakaspalvelu@synlab.fi](mailto:asiakaspalvelu@synlab.fi)