

Asiakastiedote 8/2015

20.8.2015

Arvoisa asiakas,**Tutkimuksen lopettaminen.**

Helicobacter pylori, viljely

Ts –HepyVi KL 4117

Näytteen huonon säilyvyyden takia, tulemme lopettamaan tutkimuksen Ts –HepyVi (KL 4117) tuottamisen 21.8.2015.

Korvaavana tutkimuksena tarjoamme Helicobacter pylori määrityksen sisältäen lääkeresistenssitutkimuksia klaritromysiinille ja fluorokinoloneille DNA-osoituksella. Määritykset suoritetaan gastroskopian yhteydessä mahalaukun limakalvolta otetusta biopsianäytteestä.

Biopsianäyte tulee toimittaa laboratorioon steriilissä säilöntäaineettomassa kuljetuspurkissa. Näyteastian voi tilata synlabin nettisivuilta, tuotekoodi 12516. Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, kuljetus kylmässä.

Helikobakteeri-infektion seulontamenetelmäksi suosittelemme edelleen F –HepyAg:n määritystä KL 3952

Paketin rakenne on:**Päätutkimus:**

Ts -Helicobacter pylori, nukleiinihappo ja herkkyudet (kval)

Ts -HepyR, ATK 9090

Osatutkimukset:

-Helicobacter pylori, nukleiinihappo

-HepyNhO, KL 6314

Ts –Helicobacter pylori, herkkyysmääritys klaritromysiini (kval)

Ts –HepRKL, ATK 9087

Ts –Helicobacter pylori, herkkyysmääritys fluorokinoloni (kval)

Ts –HepRFI, ATK 9088

Ts -Helicobacter pylori, nukleiinihappo ja herkkyudet (kval)- tutkimus on tilattavissa 1.9.2015 alkaen.

Johanna Westerlund, tuotantopäällikkö

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.com