

Asiakastiedote 3/2017

18.1.2017

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen S –PSA KL 3642 vastusrakenne muuttuu 1.2.2017 alkaen
Uusi tutkimus: -Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval)
Tutkimus S -Coxsackie B5 -virus, IgG-vasta-aineet poistuu valikoimasta

S –Prostataspesifinen antigeeni KL 3642 vastusrakenne muuttuu ja jatkossa laboratorio raportoi myös osatutkimuksena S –Prostataspesifiinen antigeeni, vapaa, mikäli PSA kokonaispitoisuus on 2-20 µg/l. Tutkimuksen erotusdiagnostinen arvo perustuu suhdelaskentaan joka ilmoitetaan osatutkimuksena.

Tutkimuksen uusi rakenne:

Päätutkimus: S -PSA KL 3642 (S -Prostataspesifinen antigeeni)

Osatutkimukset: S –PSA-V KL 4254 (S -Prostataspesifinen antigeeni, vapaa).
S –PSA-V/T KL 4637 (S -PSA vapaan ja totaalisen suhde)

Mittausmenetelmä, viitearvot ja vastausviive pysyy ennallaan. Raportointimuutos astuu voimaan 1.2.2017 alkaen.

Tarjoamme uuden yhdistelmätestin Influenssa A-, influenssa B- ja RS-virusinfektioiden diagnostiikkaan.

Tutkimuksen tiedot:

-Influenssa A, B ja RSV, nukleiinihappo (kval)
-InABRSV, ATK 10125

Menetelmä:

Reaaliaikainen PCR

Näyte:

Nenänielunäyte esim. nyloninen nukkatikku. Näyte voidaan toimittaa laboratorioon joko kuivana kuljetuskotelossa tai eSwab-kuljetusnesteessä.

Säilytys ja lähetys: 3 vrk kylmässä, lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden sisällä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Tutkimuksen vastausviive on 2 arkipäivää.
Uusi tutkimus on heti tilattavissa.

Tutkimus S -Coxsackie B5 -virus, IgG-vasta-aineet poistuu käytöstä

Pienen kysynnän vuoksi laboratorio lopetta tutkimuksen S –CoB5AbG, KL 4297 analysointia. Korvaavana tutkimuksen tarjoamme tutkimuspaketin S –EvirAb (10070) joka sisältää osatutkimuksia S -EvirAbG ja S -EvirAbM luokan vasta-aineita. Tutkimuksessa tunnistetaan seuraavat alaluokat: *echo-, coxsackie- ja enterovirus ryhmä 68-7.*

Korvaava tutkimus:

S –EvirAb ATK 10070

Osatutkimukset:

S –EvirAbM ATK 10071

S –EvirAbG KL 4958

Menetelmä: Entsyymi-immunologinen (EIA)

Viive: Tutkimuksen tekotiheys on tiistaista-lauantaihin, vastausviive noin 4 arkipäivää.

S -Coxsackie B5 -virus, IgG-vasta-aineet tutkimus on lopetettu 17.1.2017.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi