

Asiakastiedote 25/2015

29.12.2015

Tutkimuksen kotiutus, S –MorbAb (KL 2815)

Arvoisa asiakas,

Nopeuttaaksemme palvelua kotiutamme tuhkarokko-vasta-aineet-tutkimuksen omaan keskuslaboratorioomme. Muutoksen myötä menetelmä ja viitearvot muuttuvat. Tutkimuksen vastausviive lyhenee 5 arkipäivästä 3 arkipäivään ja hinta pysyy ennallaan.

Muutos koskee tutkimuksia:

Infektiotutkimus:

S –MorbAb KL 2815

Osatutkimukset

S –MorbAbG KL 4435

S –MorbAbM KL 4436

Menetelmä:

Kompetitiivinen immunoluminologinen menetelmä (LIA).

Näyte:

1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 7 vrk 2-8°C, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

S –MorbAbG KL 4435

Negatiivinen: <13,5 AU/ml

Raja-arvollinen: 13,5-16,5 AU/ml

Positiivinen: ≥16,5 AU/ml

S –MorbAbM KL 4436

Negatiivinen: <0,9 indexiä

Raja-arvollinen: 0,9-≤1,1 indexiä

Positiivinen: ≥1,1 indexiä

Muutos astuu voimaan 11.1.2016 alkaen.

Johanna Westerlund, tuotantopäällikkö

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi