

Asiakastiedote 6/2017**8.2.2017****Arvoisa asiakas,****Menetelmä ja viitearvomuuotos tutkimuksessa Transferriniireseptori, liukoinen**

Tutkimuksen Transferriniireseptori, liukoinen määrittäminen muuttuu immunonefelometriasta (NEF) immunoturbidometriaan. Laboratorion sisäisessä verifiointissa mittausmenetelmät korreloivat keskenään hyvin.

$$\text{Immunoturbidometria} = -0,134 + 0,89 \times \text{NEF}, \quad r = 0,99$$

Tutkimusmenetelmän muutoksesta johtuen tulostaso laskee noin 15-20%, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevilla potilailla ja määrittäminen viitearvot muuttuvat.

Menetelmämuutoksella ei ole vaikutusta näytteenotto- ja lähetysohjeisiin. Tutkimuksen vastausviive lyhenee noin 3 arkipäivästä 1 arkipäivään.

Tutkimuksen tiedot

Transferriniireseptori, liukoinen
S –TfR, KL 1949

Menetelmä

Fotometrinen

Viitearvot

Kaikki: 0,65 – 1,5 mg/l

Menetelmä ja viitearvomuuotos astuu voimaan 20.2.2017 alkaen.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550
Email: asiakaspalvelu@synlab.fi