

**Asiakastiedote 10/2020**  
**20.2.2020**

Sivu 1/1

**Arvoisa asiakas,**

**Viitearvomuutos**

**Kortisoli syljestä, Sa-Kors KL 6358 ja Sa –Korsol ATK 9950**

Menetelmämuutoksen myötä tulemme päivittämään tutkimuksen Sa-Korsol viitearvoja perustuen laitevalmistajan antamiin viitearvoihin. Pyydämme huomioimaan että aikaisemmin iltayöstä kerätty näyte tulisi uuden menetelmän myötä kerätä jo klo 20.

Uudet viitearvot ja keräysajat otetaan käyttöön 24.2.2020 alkaen.

SYNLABin tutkimusohjekirjassa kuvataan tarkemmin ohjeet (ohje päivitetään vastaamaan muutosta).

Näytteen voi ottaa myös yksittäin, jolloin tulee käyttää tutkimuspyyntöä Sa-Kors KL 6358.

Sa-Korsol ATK 9950 on tarkoitettu 4 näytteen sarjalle (keräysajat klo 8, 12, 16 ja 20).

**Menetelmä:**

Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Uudet keräysaja ja viitearvot:**

	<b>Uudet viitearvot 24.2.2020 alkaen</b>
Klo 8	3,8-25,9 nmol/l
Klo 12	2,0-9,8 nmol/l
Klo 16	1,5-8,7 nmol/l
Klo 20	0,9-8,9 nmol/l

**Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi