

**Asiakastiedote 4/2020
24.1.2020**

Arvoisa asiakas,

Muutos tutkimuksen näytematriisiin

**Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (CTx)
fP-CTx ATK 9662**

Tutkimuksessa käytetty näytemateriaali muuttuu seerumista EDTA-plasmaan. Muutoksen myötä näytteet voidaan kuljettaa huoneenlämmössä, mikäli näyte saapuu keskuslaboratorioon vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

Tutkimuksen vanha lyhenne:
fS-CTx ATK 9662

Tutkimuksen uusi lyhenne 3.2.2020 alkaen:
fP-CTx, ATK 9662

SYNLABin tutkimusohjekirjassa kuvataan tarkemmin ohjeet (ohje päivitetään vastaamaan muutosta 3.2.2020).

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta
Puhelimitse: +358 20 734 1550
Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi