

**Tekopaikka-, tutkimusrakenne- ja viitearvomuutos****Leptospira, vasta-aineet**  
**S -LeptAb KL 2211****Osatutkimukset****S -LeptAbG** KL 4633 (poistuu käytöstä)  
**S -LeptAbM** KL 4634 (poistuu käytöstä)

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen myötä osatutkimukset S -LeptAbG ja S -LeptAbM poistuvat käytöstä, ja menetelmä, viitearvot, vastausaika sekä näytteen säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat.

Tutkimuksen uusi tekopaikka on Statens Serum Institut, Kööpenhamina. Jatkossa S -LeptAb sisältää mikroagglutinaatiomenetelmällä tehtävän vasta-ainemäärityksen 17 Leptospira -lajia kohtaan. Tutkimus on akkreditoitu uuden tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

**Näyte** 1 ml seerumia. Suositellaan parinäytteseerumia 2-3 viikon välein.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.**Menetelmä** mikroagglutinaatio**Vastausaika** 8 - 10 arkipäivää**Viitearvot**

<b>Viitearvot 31.8.2020 asti</b>	
S -LeptAbG	alle 9 U/ml
S -LeptAbM	alle 15 U/ml

<b>Uudet viitearvot 1.9.2020 alkaen</b>	
S -LeptAb	Negatiivinen

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 1.9.2020 alkaen.

**Tiedustelut**Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
ammattilaisneuvonta@synlab.fi