

**Asiakastiedote 9/2020
10.2.2020**

Arvoisa asiakas,

**Hemoglobiini-A1c tutkimus: poikkeavien näytteiden vastaustapa muuttuu
Hemoglobiini-A1c, verestä**

B -HbA1c KL 6128

Mikäli potilaan näytteessä on jokin HPLC-määritystä häiritsevä hemoglobiinivariantti, vastaamme tuloksen jatkossa lausunnolla. Lausunnon yhteydessä annamme numeerisen tuloksen, jota voidaan käyttää diabeteksen sokeritasapainon muutosten pitkäaikaisseurannassa. Saatua tulosta ei voi verrata viitearvoon, koska potilaan Hb-variantti aiheuttaa testissä analyttisen virheen. Mikäli potilaan näytteessä on määritystä häiritsevä hemoglobiinivariantti, HbA1c-arvon määrittämiseen suosittelemme entsyymattista mittaamenetelmää.

Entsyymattinen menetelmä:

**Hemoglobiini -A1c, entsyymattisella menetelmällä
B -HbA1c-e ATK 10796**

Vastaustapamuutos astuu voimaan 17.2.2020 alkaen.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi