

Postin iso näytekuljetuskotelo (uusi tuotekoodi 33720-SYN2)

Postin iso näytekuljetuskotelo uudistuu kooltaan 14.9.2020 alkaen. Uusi koko tarjoaa useita mahdollisuuksia sen käyttöön. Tässä ohjeessa käydään läpi uuden kotelon käyttövaihtoehtoja.



Ohje koskee seuraavia näytekuljetuskoteloita, jotka korvataan uudella kotelolla

- 22554-1QM Kuljetuskotelo iso, korkea
- 22554-2QM Kuljetuskotelo (iso) PAD-purkeille

Uuteen koteloon voidaan pakata kulloisenkin tarpeen mukaan

- Näyteputkia asetettuna putkimoduleihin
- Näyteputkia salpapussissa
- PAD-näytepurkkeja
- Näytteitä pakattuna tasalämpölaatikkoon

Koteloon mahtuu kaksi tasalämpölaatikkoa kerrallaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhtä tasalämpölaatikkoa, jolloin jäljelle jäänyttä tilaa voidaan käyttää muun tyyppisten näytteiden lähettämiseen. Huomioitahan että kotelo toimitetaan ilman sisäpakkaustarvikkeita. Tasalämpölaatikoita ja muita koteloinserttejä voi tilata erikseen tarpeen mukaan. Tilattavat tarvikkeet päivitetään tarviketilaussivulle maanantaina 14.9.2020.

Muutamia pakkausvaihtoehtoja on esitelty seuraavissa kuvissa.



Putkimoduleita



Yksi tasalämpölaatikko ja putkimoduli



Kaksi tasalämpölaatikkoa



Tasalämpölaatikko avattuna geelipussin kanssa

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta, puh. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi