

Asiakastiedote

41/2021

24.9.2021

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos

Lipoproteiini (a)
fS-Lipo(a) KL 4144

Muutokset koskevat Tallinnan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Kotiutamme fS-Lipo(a) määrityksen Tallinnan keskuslaboratorioomme. Tekopaikkamuutoksen myötä menetelmä, säilytys- ja lähetysohjeet, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat. Viitearvot pysyvät ennallaan.

Menetelmä	Nefelometria
Säilytys ja lähetys	Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetystenä. Pidempiaikainen säilytys (maks. 1 kk) ja lähetys pakastettuna
Tekotiheys	1 x vko
Vastausaika	6 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 11.10.2021 alkaen.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi