

Asiakastiedote 1/2018

2.1.2018

Arvoisa asiakas,

**Menetelmä ja viitearvomuuotos tutkimuksessa S -Immunoglobuliini G, alaluokat**

Laboratoriomme käyttämä menetelmä vaihtuu ja S -Immunoglobuliini G, alaluokat (S-IgG-Sc KL 3192) analysoidaan jatkossa immuniturbidometrialla.

Menetelmämuutoksen myötä päivitämme tutkimuksen viitearvoja. Muutos koskee osatutkimuksia IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, osatutkimuksiin IgG ja IgA ei tapahdu muutoksia.

Tutkimuksen uudet viitearvot ovat:

Ikä	<u>IgG1 g/l</u>	<u>IgG2 g/l</u>	<u>IgG3 g/l</u>	<u>IgG4 g/l</u>
6 kk- <1v	1,4 - 6,2	0,41 - 1,30	0,11 - 0,85	0,0 - 0,008
1 v - <1 ½ v	1,7 - 6,5	0,40 - 1,40	0,12 - 0,87	0,0 - 0,255
1 ½ v - <2 v	2,2 - 7,2	0,50 - 1,80	0,14 - 0,91	0,0 - 0,408
2 v	2,4 - 7,8	0,55 - 2,00	0,15 - 0,93	0,006 - 0,689
3 v	2,7 - 8,1	0,65 - 2,20	0,16 - 0,96	0,012 - 0,938
4 - 5 v	3,0 - 8,4	0,70 - 2,55	0,17 - 0,97	0,017 - 1,157
6 - 8 v	3,5 - 9,1	0,85 - 3,30	0,20 - 1,04	0,030 - 1,577
9 - 11 v	3,7 - 9,3	1,00 - 4,00	0,22 - 1,09	0,043 - 1,900
12 - <18 v	3,7 - 9,1	1,10 - 4,85	0,24 - 1,16	0,052 - 1,961
≥18 v	2,8 - 8,0	1,15 - 5,70	0,24 - 1,25	0,052 - 1,250

Muutos astuu voimaan maanantaina **8.1.2018** alkaen.**Tiedustelut:**

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi