

Asiakastiedote 35/2017
13.9.2017

Arvoisa asiakas,

Uudet viitearvot tutkimuksessa S-Inhibiini B

Päivitämme **25.9.2017** alkaen tutkimuksen S -InhibB viitearvoja. Alle 3 kuukauden ikäisille poikavauvoille tulee omat ikäkohtaiset viitearvot ja 10-16 vuotiaiden ikäkohtaiset viitearvot tarkentuvat.

Tutkimuksen muut tiedot säilyvät ennallaan.

Taulukossa viitearvomutokset korostettu punaisella.

Uudet viitearvot ovat:

Miehet	Napanuoraveri:	87-243 ng/l
	<2 vrk	128-300 ng/l
	2-<7 vrk	152-486 ng/l
	7-<10 vrk	180-420 ng/l
	10-<14 vrk	227-405 ng/l
	14-<20 vrk	200-362 ng/l
	20-<30 vrk	268-450 ng/l
	30vrk-<3kk	254-513 ng/l
	3-<6 kk	204-427 ng/l
	6-<9 kk	126-500 ng/l
	9-<12 kk	94-383 ng/l
	12-<15 kk	71-272 ng/l
	15-<18 kk	96-245 ng/l
	18-<21 kk	80-248 ng/l
	21-<24 kk	71-204 ng/l
	2-<10 vuotiaat	<258 ng/l
	10-<16 vuotiaat	
	Puberteettivaihe Tanner (mod. Andersson 1997)	
	Tanner I	35-182 ng/l
	Tanner II	62-338 ng/l
	Tanner III	78-323 ng/l
	Tanner IV	67-304 ng/l
	Tanner V	120-400 ng/l

Naiset	≥16 vuotiaat	120-400 ng/l
	Napanuoraveri:	<18 ng/l
	<3kk	<226 ng/l
	3-<6 kk	<208 ng/l
	6-<9 kk	<152 ng/l
	9-<12 kk	<67 ng/l
	12-<21 kk	<52 ng/l
	21-<24 kk	<66 ng/l
	24 kk-<6 vuotiaat	<72 ng/l
	6-<10 vuotiaat	<130 ng/l
	10-<12 vuotiaat	<186 ng/l
	12-<16 vuotiaat	20-360 ng/l
	≥16 vuotiaat- menopaussi	
		1.-2. kuukautispäivä 15 – 70 ng/l
		3.-5. kuukautispäivä 45 – 120 ng/l
		Follikkeli vaihe 30 – 90 ng/l
		Ovulaatiohuippu 80 – 200 ng/l
		Luteaali vaihe < 50 ng/l
	Postmenopaussi	<10 ng/l

Muutos astuu voimaan maanantaina **25.9.2017** alkaen.

Johanna Westerlund, tuotantopäällikkö

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550
Email: asiakaspalvelu@synlab.fi