

**Asiakastiedote 53/2019**  
**26.11.2018**

Sivu 1/1

**Arvoisa asiakas,**

**Korjaus tutkimuksen S/P –Kopept KL 6356 ja 6355 viitearvoihin**

Tutkimuksen S/P –Kopeptiin (KL 6356 ja 6355) yleisviitearvoja ilman osmolaliteettia korjataan vastaamaan osmolaliteetilla annettuja tavoitealueita. Mikäli osmolaliteettia ei ole määritetty, uusi viitearvo on: 0,8-28,2 pmol/l (aikaisemmin 1-28,2 pmol/l).

Kopeptiinipitoisuus tulisi aina suhteuttaa samanaikaisesti määritettyyn seerumin osmolaliteettiin, näihin viitearvoihin ei tule muutoksia.

Viitearvot suhteutettuna seerumin osmolaliteettiin ovat:

<b>S -Osmol</b> (mosm/kg H <sub>2</sub> O)	<b>S tai P- Kopeptiini</b> (pmol/l)
270 - 280	0.8 - 11.6
281 - 285	1.0 - 13.7
286 - 290	1.5 - 15.3
291 - 295	2.3 - 24.5
296 - 300	2.4 - 28.2

Muutos astuu voimaan 3.12.2018 alkaen.

**Tiedustelut:**

Asiakaspalvelu: 020 734 1550  
Email: asiakaspalvelu@synlab.fi