

## Asiakastiedote 14/2015

1.10.2015

### Nimikemuutos tutkimuksessa aldosteroni

#### Arvoisa asiakas,

Nopeuttaaksemme palvelua kotiutamme aldosteroni-tutkimuksen omaan keskuslaboratorioomme. Muutoksen myötä näytteen laatu, tutkimusnimikkeet ja -numerot, menetelmä ja viitearvot muuttuvat. Tutkimuksen vastausviive lyhenee 6 arkipäivästä 4 arkipäivään ja hinta pysyy ennallaan.

#### Poistuvat tutkimusnimikkeet ovat:

fS –Aldos KL 1034

fS –Aldos-M KL 1036

fS –Aldos-P KL 1037

#### Uudet tutkimusnimikkeet ovat:

fP –Aldosteroni, fP –Aldos KL 6336

P –Aldosteroni, P –Aldos KL 6078

#### Menetelmä:

Kompetitiivinen immunoluminologinen menetelmä (LIA).

#### Näyte:

1 ml EDTA -plasmaa.

#### Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy 5 vrk 2-8°C, lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

#### Viitearvot:

Pystyarvo: 61,3 – 979 pmol/l

Makuuarvo: 32,5 – 655 pmol/l

Lapsille ei ole omia viitearvoja.

Muutos astuu voimaan 12.10 alkaen.

#### Johanna Westerlund, tuotantopäällikkö

#### Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi