

Asiakastiedote 6/2016

22.3.2016

Arvoisa asiakas,

S -TestoVL tutkimuksen laskentakaava muuttuu 4.4.2016 alkaen

S –Testosteroni, vapaa, laskettu tutkimuksessa siirrymme käyttämään ns. Anderssonin kaavaa: S-TestoVL (pmol/l) = S-Testo (nmol/l) x (2.28-1.38 x log(SHBG(nmol/l)/10))x10. Anderssonin kaava on Suomessa yleisesti käytetty laskentatapa ja korvaa aikaisemmin käytössä olleen Free Androgen Indexin.

Osatutkimuksissa S –Testo ja S –SHBG ei tapahdu muutoksia ja analysoidaan jatkossakin immunokemiallisella menetelmällä. Muutos ei vaikuta tutkimuksen vastausviiveeseen tai hintaan.

Uuden tutkimuksen viitearvot ovat:

Naiset: 9-30 pmol/l

Miehet:155-800 pmol/l

Muutos koskee:

Pää tutkimus:

S –TestoVL ATK 0027

Osatutkimukset:

S –Testo KL 2735

S –SHBG KL 2737

Muutos astuu voimaan pyynnöille joiden sisäänkirjauspäivä on 4.4.2016 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi