

Asiakastiedote 7/2020
31.1.2020

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen viitearvot ja tekopaikka muuttuvat

Muutos koskee tutkimuksia:

Lipoproteiini, apo A1, seerumista, paastotilassa (KL 2247 fS -LipoA1)

Lipoproteiini, apoB (KL 2248 fS-LipoB)

Muutosajankohta

7.2.2020 alkaen

Olemme kotiuttaneet lipoproteiinitutkimukset apoA1 ja apoB SYNLAB Tallinnan laboratorioon. Menetelmä on nefelometrinen. Viitearvot ilmoitetaan jatkossa erikseen miehille ja naisille.

SYNLABin tutkimusohjekirjassa kuvataan tarkemmin ohjeet (ohje päivitetään vastaamaan muutosta 7.2.2020).

Käytössä olevat viitearvot (kaikille)	Viitearvot 7.2.2020 alkaen
fS -LipoA1 (KL 2247): 1.3 – 2.2 g/l fS-LipoB (KL 2248): 0.6 – 1.4 g/l	fS -LipoA1 (KL 2247): miehet 1.1– 2.1 g/l naiset 1.3 – 2.1 g/l fS-LipoB (KL 2248): miehet 0.6 – 1.4 g/l naiset 0.6 – 1.3 g/l

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi